



J. Jimeno
suministros de laboratorio

volatímetro eléctrico gab [1010001]

Para la determinación de la acidez volátil
según método Garcia-Tena y para el
método AOAC modificado

Características

- calefacción eléctrica (24V)
- refrigeración por agua
- posibilidad de configuración en batería
- fácil uso
- muy práctico
- dimensiones: 14,5x34x15 cm
- tensión alimentación: 230 V. / 50-60 Hz. / 125 W.

- Microdestilador especial para todo tipo de microdestilados



- Instrumentación Científica
- Técnicas Analíticas
- Material de Laboratorio
- Reactivos Químicos

Acidez
volátil

Destilación
de pequeños
volúmenes



Soluciones Analíticas



J. Jimeno

suministros de laboratorio

C/ Vazquez de Menchaca, Nº1. Nave 12. Polig. de Argales. 47008 Valladolid.
Tels.: 983 202 342 * 983 202 599. Fax: 983 307 570
www.jjimeno.com - jjimeno@jjimeno.com